



モーリス

MORRIS
モーリス / フレッシュ
FRESH



Sanitize × FRESH × Deodorize



	モーリスフレッシュ キット	モーリスフレッシュ タブレット 5錠	モーリスフレッシュ タブレット 10錠	超音波噴霧器 LX-4000 4L用
JAN	4580390219764	4580390219771	4580390219788	4580390219610
ITF	14580390219761	14580390219778	14580390219785	14580390219617
ケース入数 (ボール)	24	36(6×6)	24(6×4)	4
単品 サイズ(mm) /重量(g)	H205×W80×D80/106g	H100×W65×D33/26g	H72×W65×D56/42g	H310×W220×D220/1600g
特長	タブレット1錠と専用ボトルのセット。ボトルに水道水(500ml)とタブレットを入れるだけで、約200ppmの新鮮な次亜塩素酸水溶液が作れます。	タブレット5錠入り。用途に応じた分量の水道水に1錠溶かすだけで、新鮮な次亜塩素酸水溶液が作れます。タブレットは長期保管が可能なので、防災用備蓄にも最適です。	タブレット10錠入り。用途に応じた分量の水道水に1錠溶かすだけで、新鮮な次亜塩素酸水溶液が作れます。タブレットは長期保管が可能なので、防災用備蓄にも最適です。	モーリスフレッシュ専用超音波噴霧器。4Lタンクに水道水とタブレットを入れ、スイッチをONするだけで物体表面と浮遊している菌・ウイルス対策が可能です。OFFタイマー付き。

成分：ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、無機塩、有機酸

使うときに作る。作りたての除菌水をいつでも・どこでも！

モーリスフレッシュの大きな特徴は、作りたての「フレッシュ」な状態でお使いいただけること。鮮度が大切なのは、生鮮食品に限ったことではなく除菌消臭水もまたしかり。「どうすれば新鮮な除菌消臭水を提供できるのか」。辿り着いた答えが「使うときに生成する」でした。使いたいときに水道水にタブレット(錠剤)を溶かせば、新鮮な除菌消臭水の出来上がり！タブレットは、いざと言う時の備蓄にも最適です。



モーリスフレッシュのチカラ ～強い除菌力×高い安全性～

モーリスフレッシュの主成分は次亜塩素酸 (HOCl)*。アルコールでは効果の無い芽胞菌にも効果を発揮する強い除菌力がありながら、高い安全性を兼ね備えています。気になるニオイにもすばやく消臭効果を発揮します。実は、次亜塩素酸は菌の繁殖を安全に防ぐために水道水にも含まれています。私たちは毎日、次亜塩素酸に触れているのです。そんな次亜塩素酸の除菌消臭水をご自宅で簡単に作ることができます。

*1 モーリスフレッシュ水溶液の除菌成分

ウイルス・菌への有効性


一般細菌から最強の芽胞菌、伝播力のあるウイルスも広範囲にカバー！

※第三者分析機関にて複数のウイルスや菌に対する有効性を検証済み
※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません

安全性

安全性も第三者分析機関で検証済み！

※急性経口毒性試験/眼刺激性試験/皮膚一次刺激性試験/復元突然変異試験/感作性試験/
急性吸入毒性試験(噴霧気体)
試験委託先：(一財)日本食品分析センター他



一般細菌に対する有効性試験

結果：99.9%除菌

かんたん！モーリスフレッシュの作り方

[スプレー使用する場合]

- STEP 1 水道水 500ml をボトルに注ぎます
- STEP 2 タブレット1錠をボトルに入れて溶解を待ちます(約10分)
- STEP 3 溶解完了後にスプレーをつけてご使用ください

※有効塩素濃度：約 200ppm (生成時) ※使用期限：30日以内

[噴霧器を使用する場合]

タブレット1錠を噴霧器タンク(4~5L)に溶かして噴霧してください。
空間噴霧する場合は専用噴霧器 LX-4000 をご使用ください。

※有効塩素濃度：約 25~20ppm(生成時) ※使用期限 3日以内

[使える場所]

- ・テーブル ・ドアノブ、手すり ・キッチン ・トイレ ・ペット回り
- ・介護ケア ・防災用備蓄品 ・専用噴霧器での空間除菌消臭



空気さえもフレッシュに！

LX-4000

発売元 森友通商株式会社 東京都中央区日本橋小網町 15-9

☎ 03-3667-7144 問合せ morris@moritomo.co.jp

ご注文は 株式会社N&K JAPAN TEL:042-548-1655 E-Mail:info@nk-j.com

詳しい内容はこちらから
<http://morrisfresh.com>

